



Location d'un dispositif
motorisé d'aide à la mobilisation
du patient au lit

turnAid

Détail sur le produit au dos

Description

TurnAid est un système de rotation automatique pour le déplacement et la manutention des patients alités (position latérale, inclinée, ou couchée). Il se compose de 2 barrières de lit avec système de rotation intégré de chaque côté du lit du patient. Chaque barre est munie d'une longue bande velcro qui permet de fixer et d'enrouler le drap. L'utilisation du dispositif se fait par le soignant à l'aide d'une commande et permet de manutentionner le patient, de le repositionner dans le lit, d'assurer le transfert du lit au fauteuil. TurnAid prend en charge les personnes pesant jusqu'à 350 kg et facilite ainsi au maximum le travail du personnel soignant. TurnAid améliore l'environnement de travail, la sécurité et la dignité du travail lors des soins, tant le retournement et le déplacement des personnes deviennent faciles et discrets.



Bénéfices patients

TurnAid garantit des mouvements lents, continus et sécurisés lors du transfert des patients sur le lit médicalisé. Lors des manipulations, le patient se déplace tout en douceur grâce à un système d'enroulement du drap de mobilisation.

Le retournement et le positionnement des patients difficilement mobilisables, s'effectue sans aucune contrainte et sans aucune force physique.

TurnAid convient aux personnes à risque d'escarres car ce dispositif permet le déplacement du patient sur le drap, réduisant ainsi le risque de friction.

Bénéfices soignants

TurnAid optimise la manipulation liée aux soins et au déplacement des patients alités ou présentant un handicap physique sévère dans tous les environnements de santé.

TurnAid améliore la sécurité et la santé du personnel soignant grâce à une manutention simplifiée. Diminue les risques de TMS (Troubles Musculosquelettiques).

Protection contre une mauvaise utilisation : lorsque les deux commandes manuelles et aux pieds sont connectées. Si les deux sont activées en même temps, aucune d'entre elles ne fonctionnera.

Be well, Live well
Wellell
turnAid

Notre vidéo de présentation :

<https://youtu.be/AsADW8SMYzo>



Médical Grand Ouest

ZAC du Questel - 175 rue Francis Thomas - 29200 Brest

Email: contact@mgo29.fr

Tél: 02 98 41 85 88